

Iso Clenny®

Igiene nasale
quotidiana
dei bambini

Soluzione isotonica

20 flaconcini da 5 ml

INDICAZIONI

Iso Clenny è una soluzione isotonica indicata per l'igiene nasale quotidiana dei bambini.

Iso Clenny è particolarmente indicato per:

- liberare il naso dei neonati dal muco, facilitandone così la poppata ed il sonno;
- lavare le cavità nasali dei bambini che non sono ancora in grado di soffiare correttamente il naso;
- favorire l'eliminazione delle secrezioni nasali eccessive;
- umidificare le mucose nasali;
- l'igiene quotidiana e l'idratazione degli occhi. Per la pulizia esterna dell'occhio, in lattanti e bambini utilizzare una garza bagnata con il contenuto di una fiala;
- presenza di moderata sensazione di arrossamento, bruciore e secchezza oculare di breve durata (se la sintomatologia persiste, rivolgersi comunque a un medico).

Evitare il contatto tra la mucosa e il beccuccio del flaconcino.

AVVERTENZE

- Il flaconcino, una volta aperto, deve essere utilizzato entro 48 ore;
- non iniettabile;
- non contiene conservanti e pertanto può essere usato anche per lunghi periodi;
- non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso;
- conservare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore ed in confezione integra;
- non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

FREQUENZA D'USO

NEONATI: instillare alcune gocce nelle narici prima della poppata.

BAMBINI: instillare alcune gocce in ognuna delle narici da 1 a 3 volte al giorno.

Negli adulti, in base alle necessità, instillare una goccia nel sacco congiuntivale più volte al giorno.

COMPOSIZIONE

Sodio cloruro E.Ph. 45,0 mg

Acqua ppi 5,0 ml

Sterile.

Non contiene conservanti.

MODALITÀ D'USO



1

Aprire il flaconcino **Iso Clenny** ruotando la parte superiore.



2

Tenendo il capo reclinato verso destra, introdurre delicatamente il beccuccio del flaconcino **Iso Clenny** appena dentro la narice sinistra.



3

Premere il flaconcino **Iso Clenny** sui lati e far uscire la quantità di liquido necessaria.



4

Reclinare il capo del bebè verso sinistra e ripetere l'operazione per l'altra narice.



5

Sollevare la testa del bebè ed asciugare il liquido che fuoriesce dalle narici. Attendere qualche secondo per permettere a **Iso Clenny** di agire prima di rimuovere le secrezioni con il fazzoletto (per gli adulti) o con l'aspiratore nasale **Clenny A** (per i bambini).



6

Richiudere il flaconcino **Iso Clenny** premendo la parte superiore del beccuccio, come mostrato nell'immagine e utilizzarlo entro 48 ore.

Astuccio: Carta



PAP

Foglio illustrativo: Carta



PAP

Flaconcino monodose: Plastica



LDPE

Raccolta differenziata.

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Ultima revisione del foglietto illustrativo:
Ottobre 2021

 **Chiesi**
CONSUMER HEALTHCARE

 **Genetic S.p.A.**
Via G. Della Monica, 26
84083 Castel San Giorgio
(SA) Italia

Distribuito da:
Chiesi Italia S.p.A.
Via G. Chiesi, 1
43122 Parma (PR) Italia

0108010719/01
35102280-05

 0373