

# Clenny®A

Per Aerosolterapia

**Soluzione fisiologica sterile**  
25 flaconcini monodose da 2 ml



## INDICAZIONI

**Clenny A** è una soluzione fisiologica sterile, indicata in aerosolterapia: quantità predefinita di soluzione fisiologica per la diluizione di farmaci da somministrarsi per nebulizzazione

## ATTENZIONE

Attenersi alle istruzioni riportate dal produttore dell'aerosol e a quelle riportate sulle confezioni del farmaco da diluire.

## AVVERTENZE

- Il flaconcino, una volta aperto, deve essere utilizzato subito;
- non iniettabile;
- per l'uso in aerosolterapia non usare nei pazienti affetti da gravi patologie respiratorie o cardiovascolari;
- non contiene conservanti e pertanto può essere usato anche per lunghi periodi;
- non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso;
- conservare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore ed in confezione integra;
- non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

## FREQUENZA D'USO

Secondo necessità e comunque anche più volte al giorno.

## COMPOSIZIONE

Sodio cloruro E.Ph. 18,0 mg Acqua ppi 2,0 ml  
Non contiene conservanti.

## MODALITÀ D'USO



1

Aprire il flaconcino **Clenny A** ruotando la parte superiore.



2

Premere il flaconcino **Clenny A** sui lati e far uscire la quantità di liquido necessaria.

 **Genetic S.p.A.**  
Contrada Canfora  
I-84084 Fisciano (SA) Italy

Distribuito da:  
**Chiesi Farmaceutici SpA**  
Via Palermo 26/A  
43122 Parma (PR) Italy

 **Chiesi**

CE  
0373